


ESTEIRA MOTORIZADA PARA RATOS

- A Esteira ergonômica motorizada é um equipamento utilizado em experimentação animal, no estudo do stress e fadiga muscular em atividade física crônica, no monitoramento de ventilação, consumo aeróbico, entre outros.



> 6 baias individuais com altura de 170 mm, largura interna 97 mm, comprimento de 385 mm.

Voltagem: 220V

Peso: 50 kg

- > Velocidade Máxima de 0 à 100 cm/s.
- > Controle de velocidade digital com indicador de tempo e distância Percorridos.
- > Ajuste de inclinação progressiva de 0 à 50 graus.
- > Grade de choque no fundo de cada baia.
- > Transferidor de angulação acoplado ao eixo.
- > Carenagem em acrílico de 5 mm na cor cinza.
- > Inclinação vertical com travamento para limpeza e transporte.
- > Tecla para iniciar ou parar o Cronômetro.
- > Tecla para alterar a unidade de medida: cm/s ou m/min.
- > Tecla para resetar o cronômetro e a distância percorrida.
- > Tecla para ajuste da velocidade (até 100 cm/s).
- > Tecla para ajuste de intensidade do choque (até 4 mA).
- > Display de cristal líquido de 4 linhas por 16 colunas.

Primeira linha: indicação do cronômetro.

Segunda linha: indicação da velocidade da esteira (cm/s ou m/min).

Terceira linha: indicação da contagem da distância percorrida em metros.

Quarta linha: indicação do ajuste da velocidade desejada e da intensidade do choque.

RUA APPA, 1837 MONTE ALEGRE
CEP 14051-060 RIBEIRÃO PRETO SP
PABX (16) 3633.9121 / 3630.9097 / 3966.5009

FINANCIE SEUS
EQUIPAMENTOS PELO



WWW.INSIGHTLTDA.COM.BR
INSAITE@TERRA.COM.BR



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. OS PRODUTOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

**PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS PRODUTOS DA EMPRESA CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO

Twitter: [TWITTER.COM/INSIGHTLTDA](https://twitter.com/INSIGHTLTDA)